

自動化対応プレートシーラー！ *Power Seal*

プレート厚自動検出、非加熱シール圧着、有機溶剤対応の全自動コンパクト・プレートシーラーです。

- ★ ピペッティングマシン用ロードポートを装備。
- ★ 搬送ロボット用アクセスポートを装備。
- ★ RS232C 外部制御対応。
- ★ タクトタイム＝25秒のハイスループット。
- ★ SBS規格プレート、厚さ＝18mmまで対応（自動検出）。
- ★ 「透明・非加熱・圧着・耐溶剤・100mロール」シールを連続自動カット。
- ★ マニュアル・アクセス、単体使用にも対応。
- ★ -70℃～+100℃ 環境対応。冷蔵室・冷凍室内にも対応。



ピペッティングマシン用ロードポート側



搬送ロボット用アクセスポート側

製造元

販売



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1

TEL: 029-848-3308 FAX: 029-848-3309

URL <http://www.istj.co.jp>

自動化対応プレートシーラー！ *Power Seal*

ベックマン・コールター社製 Biomek NX へのインテグレーション例

★ 弊社ツイストデキャッパー、弊社 Thermal ALPS (Hie Hie) 7台と
同時インテグレーション！！



右手前に *Power Seal*



その裏に *Twist Decappaer*

左側に *Thermal ALPS (Hie Hie)* 7台

本体サイズ（制御部含まず）： W=908、D=270、H=600mm 約 70kg

標準シール： NO. 9795-100R (ISTJ) シームレス 100mロール
圧着型・耐溶剤・高透明・低自家蛍光

製造元

販売



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1

TEL: 029-848-3308 FAX: 029-848-3309

URL <http://www.istj.co.jp>

フルート・シャー
IPSEL-02R-P-RSIF

